


# PCRについて

2025年12月24日

島津ダイアグノスティクス株式会社

国内営業部 CC営業グループ



# 本日のトピックス

---

- PCRについて
- バイオ・ラッド社PCRの紹介
- Ampdirectの紹介

# PCRとは

## PCR=Polymerase chain reaction (ポリメラーゼ連鎖反応)

「特定のDNAだけ」を大量の増やすことが可能


→研究、臨床、食品検査、環境検査など幅広い分野で必須

## DNAとは「生物の設計図」

4種類の塩基 (A・T・G・C) が並んだ“文字列”

A-T と G-C のペアでできた二本鎖の“設計図” (二重らせん構造)

PCRは二本鎖DNAをほどいて、必要な部分だけをコピーする技術




# PCRの基本原理

PCRは3つのステップで特定のDNAを増やします

- ①変性（DNAを2本に分ける）
- ②アニーリング（プライマーが標的にくっつく）
- ③伸長（DNAポリメラーゼがコピーを作る）

この3ステップを繰り返すことで、  
指数関数的に特定のDNAが増える(数時間で百万倍)

研究ネット： <https://www.wdb.com/kenq/illust>



# PCRの工程と必要なもの

## ①変性（95℃前後）

- テンプレートDNA → 「コピー元の原本」
- 耐熱性DNAポリメラーゼ（Taqなど） → 高温でも壊れない“コピー機”

## ②アニーリング（50～65℃）

- プライマー → 「住所ラベル」
- 正しい場所にくっつくことで“どこを増やすか”が決まる
- バッファー（塩濃度・pH） → プライマーが正しくくっつく環境を整える“土台”

## ③伸長（68～72℃）

- DNAポリメラーゼ → 「コピー機」
- 伸長速度・忠実度が性能の差になる
- dNTPs（材料） → 「コピー機が使うインクなど（A・T・G・C）」
- バッファー → 酵素が働きやすい環境を維持する

# PCRの種類

	コンベンショナルPCR (通常PCR)	リアルタイムPCR (qPCR)	デジタルPCR (ddPCR)
どんなPCRか	DNAを増やすだけの“基本形”のPCR 結果は増えたかどうかを後でゲル電気泳動で確認する	DNAが増えていく様子をリアルタイムで測定できるPCR 蛍光シグナルを使って“どれくらい増えたか”を数値化できる	反応液を数万～数十万の微小な区画に分割してPCRを行う 各区画で“増えた／増えない”をカウントすることで絶対定量が可能
特徴	シンプルで安価 定性的（増えた／増えないの判断）	定量が可能（相対定量・絶対定量） 高感度・高精度 反応の途中経過が見えるので再現性が高い	極めて高い感度 微小な差も検出できる 標準曲線が不要（qPCRとの大きな違い）
どんな場面で使われる？	遺伝子の有無の確認、クローニング、教育・基礎研究	遺伝子発現解析、ウイルス量測定（例：COVID-19検査）、食品検査、環境検査	がんの微量変異検出（リキッドバイオプシー）、遺伝子治療のベクター定量、GMO検査、ウイルスの低コピー数検出

# バイオ・ラッド社製品紹介

## Bio-RadのPCRの強み（3本柱）

### ① 温度制御の精度（PCR装置）

- ブロックの均一性が高い
- ウェル間の温度差が小さい
- 再現性の高いPCRが可能

### ② 光学系の性能（PCR装置）

- 高感度・高ダイナミックレンジ
- マルチカラー対応
- ノイズが少なく定量性が高い

### ③ デジタルPCRのパイオニア（ddPCR）

- Droplet Digital PCRの開発企業
- 高感度・絶対定量
- 微量変異検出に強い



CFX Opus リアルタイムPCRシステム



QX200™ System



QX ONE™ System

# PCRには“前処理”も重要

## PCRの成功を左右する3つの要因

### ①DNAの量・質

「分解・低濃度・低純度はPCRの大敵」

⚠ DNAの分解、濃度・純度が低い、抽出工程のロス

### ②阻害物質（インヒビター）の有無

⚠ ヘモグロビン、多糖類、タンパク質、化学物質（保存液・抽出試薬の残留）

### ③前処理の手間と時間


⚠ 作業量・時間・ミスの増加、抽出キットのコスト

“良いテンプレート”、“阻害物質の除去”、“前処理の効率化”が重要



# 「前処理の課題を解決するソリューション」 Ampdirect

## ダイレクトPCR製品の先駆けとなった商品



### ・簡便・迅速

DNA精製が不要なため、精製時のサンプルロスがない

### ・阻害物質に強い

サンプル中の夾雑物によるPCR阻害を受けにくく、安定したPCRが可能

### ・手間なし（低コスト）

DNA抽出キットや装置は不要

製品名	容量	回数	定価
Ampdirect® Plus 酵素セット	1mL × 5本 250units (5units/μl)	20uL反応系で500回分	39,000円 (@78円/20uL反応系)

# Ampdirectのアプリケーション・PR先

- ・PCR装置を有する官庁・大学・民間企業

⇒非常に汎用性の高い用試薬

## 医学関連

糞便中のRNA検出  
口腔粘膜からのPCR  
パラフィン切片からのPCR  
血清中のウィルス検出  
ヒト血液／ろ紙血からのPCR

## 農学関連

植物からのPCR  
微生物からのPCR  
昆虫からのPCR  
土壌からのPCR

## マウスジェノタイピング関連

マウステイルからのPCR

## 人気のあるアプリケーション（実施例）

マウスジェノタイピング、微生物、植物・土壌、ヒト血液・ろ紙血など

- ・アプリケーション例 島津製作所HP上に掲載（ダウンロード可能です）

<https://www.an.shimadzu.co.jp/products/life-science-lab-instruments/direct-pcr-reagent/amp/applications.html>

# マイクロチップ電気泳動装置 MultiNA II (島津製作所社)

## ■ PCR後の電気泳動が自動化されます！

アガロース電気泳動での全工程（ゲルの作製、試薬の分注、泳動、分離、染色、器具の洗浄）の自動化を実現  
**通常約2時間かかる工程を約10分で準備できます。**

### 使用用途

- ・ゲノム編集
- ・ジェノタイピング
- ・病原菌やアレルギーの検査

### 新機能として

- ・次世代シーケンサ（NGS）のサンプルの品質チェック
- ・分析中のサンプル追加機能やサンプルの希釈機能を搭載

対象施設：アガロース電気泳動を行っている施設（大学・研究機関、受託検査会社、食品メーカー）



MultiNA II MCE-301 (マルチナ)