

分析天びん × イオナイザー
AP series × STABLO-AP
Set Campaign

静電気除去機/イオナイザー

STABLO-AP

静電気でお困りのお客様へ



9.2万円



新型分析天びん

APシリーズ

計量作業のスピードアップ、
安定した計量を行いたいお客様へ



22.2万円~

イオナイザーの内蔵が可能！！

APシリーズ × STABLO-AP


帯電した試料を精度よく計量したいお客様へ



セット購入の場合
特別価格でご提供

分析天びんAPシリーズは、イオナイザーSTABLO-APを
内蔵できる機能を搭載しています。

ワンボタンでイオン照射をおこない、帯電した試料、
容器を除電し再現性の高い計量がおこなえます。



AP W-ADシリーズをご使用中のお客様
のユーザーインタビューを掲載中！！
是非ご覧ください



A bridge
with our customers

STABLO-AP

こんなときに活躍します!

静電気でアンプルにサンプルがなかなか入らない!



アンプルの入り口や側面に付着して
抜いづらい。



STABLO-APでアンプルを除電。



数秒で除電完了。作業効率もアップ。

ゴム手袋にラップフィルムがくっつく!



ゴム手袋にラップフィルムが
まとわりついて作業しづらい。



STABLO-APをスタンドに取付け、
手袋を除電する。



およそ10秒ほどで除電され、
くっつくことがなくなった。

確実な除電能力

イオンバランスの良いAC方式を採用

- 逆帯電することがありません
- 広範囲を除電可能
- 長期間、安定した性能

無風で高速除電



P/N	品名	価格
S321-73700-01	STABLO-AP 本体(スタンド付き)	¥92,000

AP series

高速応答、高安定性を実現

分析天びんの新たなステージへ

High Speed

微量計量 (1mg~) の表示反応時間を約2秒に短縮。はかり通りの作業効率が大幅にUPします。

Stress Free

イオナイザSTABLO-APを装着可能。
静電気による影響を排除し、手間なく信頼性の高い計量を実現。



シリーズ名	Wシリーズ							Xシリーズ		
	AP225W	AP135W	AP125WD	AP225WD	AP124W	AP224W	AP324W	AP124X	AP224X	AP324X
形名	AP225W	AP135W	AP125WD	AP225WD	AP124W	AP224W	AP324W	AP124X	AP224X	AP324X
P/N	S321-74000-18	S321-74000-15	S321-74000-16	S321-74000-17	S321-74000-01	S321-74000-02	S321-74000-08	S321-74000-04	S321-74000-05	S321-74000-06
価格	¥862,000	¥512,000	¥417,000	¥486,000	¥284,000	¥321,000	¥358,000	¥222,000	¥246,000	¥296,000
ひょう量	220g	135g	120g/52g	220g/102g	120g	220g	320g	120g	220g	320g
最小表示	0.01mg		0.1mg/0.01mg		0.1mg			0.1mg		
校正分銅	内蔵							内蔵		
繰り返し性 (ひょう量負荷時)	0.015mg (~20g) 0.03mg (~100g) 0.05mg (~ひょう量)	0.05mg	0.1mg/ 0.02mg	0.1mg/ 0.05mg	0.1mg		0.15mg	0.1mg		0.15mg
繰り返し性 (低荷重時)	0.01mg (5g荷重)	0.01mg (5g荷重)		0.1mg (5g荷重)		0.1mg (10g荷重)	0.1mg (20g荷重)	0.1mg (5g荷重)	0.1mg (10g荷重)	0.1mg (20g荷重)
最小計量値 ※1	20mg	20mg		200mg			200mg			
直線性	±0.1mg		±0.2mg/ ±0.05mg	±0.2mg/ ±0.1mg	±0.2mg		±0.3mg	±0.2mg		±0.3mg
応答時間 ※2	約8秒		約2秒/約8秒		約2秒			約2秒		
USBホスト(Type A)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
USBデバイス (Type B)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レシピ調べ	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
HPLC用緩衝液調整	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
mol換算機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
試料(濃度)調製	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
点検サポート機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイマー-CAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
イオナイザ(オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

株式会社 島津製作所

URL : <https://www.an.shimadzu.co.jp/balance/>

販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先: カスタマーサポート担当

TEL: 03(5846)5707

E-mail: support@sd.c.shimadzu.co.jp

URL : <https://corp.sd.c.shimadzu.co.jp/>

ご注文・お問合せは...