

島津グループの顕微鏡シリーズ

HDMIモニタ上部搭載で省スペース

デジタルシステムは計測機能付き画像処理ソフト標準装備

安心の検査・サポート体制

生物顕微鏡 BA410E

希望納入価格：659,000円 (税抜)

カメラ付き希望納入価格：1,018,800円 (税抜)



カメラ付きモデル
BA410E-4000BMH

生物顕微鏡最上位モデル

- 対物レンズ毎に設定した照度を記憶し自動調光
- 粗動ハンドルストッパーを搭載しワンタッチでピント調整
- 視野22mmの接眼レンズを搭載

BA410Eの基本仕様

総合倍率：40~1000×	集光器：はねのけコンデンサ
接眼レンズ：N-WF10×/22mm	照明装置：ハロゲン50W
対物レンズ：UC PLAN 4×, 10×, S40×, S100×-oil	大きさ・重さ：約W240×D530×H434mm 約11kg
ステージ：XYステージ175×145mm	電源：AC100-240V 50/60Hz

生物顕微鏡 Panthera C2

希望納入価格：381,000円 (税抜)

カメラ付き希望納入価格：740,800円 (税抜)



カメラ付きモデル
Panthera C2-4000BMH

高性能対物レンズ搭載のコストパフォーマンスモデル

- コントラスト性能に優れたUC PLAN対物レンズを搭載
- 視野22mmの接眼レンズを搭載
- 照明装置をLEDとハロゲンに交換可能 (試料による使い分けが可能)

Panthera C2の基本仕様

総合倍率：40~1000×	集光器：アッペ式
接眼レンズ：UC-WF10×/22mm	照明装置：ケーラ照明方式 LED 6V/3W ハロゲン6V/30W
対物レンズ：UC PLAN 4×, 10×, S40×, S100×-oil	大きさ・重さ：W218×D400×H400mm 約8.4kg
ステージ：ラックレスメカニカルステージ	電源：AC100-240V 50/60Hz

生物顕微鏡 BA81-15B

希望納入価格：133,000円（税抜）



1500倍を実現した廉価モデル

- 充電式LED照明を搭載。コンセントが無い場所での観察も可能
- 一軸式の粗微動焦点ハンドルを採用し快適な操作を実現

BA81-15Bの基本仕様

総合倍率	：40～1500×	集光器	：アッペ式
接眼レンズ	：UC-WF10×／18mm, WF15×／13mm	照明装置	：充電式LED照明装置 フル充電で約50時間
対物レンズ	：ASC 4×, 10×, S40×, S100×-oil	大きさ・重さ	：W180×D333×H350mm 約4.8 kg
ステージ	：一体型XYステージ	電源	：AC100-240V 50/60Hz

倒立顕微鏡 AE2000

双眼希望納入価格：460,000円（税抜）

三眼希望納入価格：525,000円（税抜）



無限遠光学系を採用し、優れた光学性を実現

- LED照明・自動ON/OFF機能を採用。環境負荷を低減
- 付属の位相差スライダと対物レンズにより、位相差観察が可能

AE2000の基本仕様（双眼、三眼共通）

総合倍率	：40～200×	照明装置	：クリティカル照明方式 連続調光式 3W LED 光量インジケータ・自動ON・OFF機能つき
接眼レンズ	：N-WF10×／20 mm, 2個1対 視度調整可能	対物レンズ	：プランアクロマート フェーズ 4×, 10×, 20×
対物レンズ	：プランアクロマート フェーズ 4×, 10×, 20×	大きさ・重さ	：W217.5×D556×H492 mm 約11 kg
ステージ	：角形固定式、中座交換方式	電源	：AC100-240V 50/60Hz (ACアダプタ)

■オプション

Non Oilタイプ 100倍対物レンズ

希望納入価格：80,000円（税抜）



効率よい観察が可能

- 数をこなす観察に最適なNon Oilタイプのレンズ
- 面倒だった油浸作業が必要ないため、観察効率が向上

販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当

TEL：03 (5846) 5707 E-mail：support@sdc.shimadzu.co.jp

URL：https://corp.sdc.shimadzu.co.jp/

臨床診断薬分野 医療関係者向けサイト

https://clinical-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/



■お問合せ、お見積のご依頼