

安全性試験 初期導入サポートサービス

マイコプラズマ否定試験試薬 Myco Finder™ 導入サポートサービス

- ✓ マイコプラズマ否定試験試薬 Myco Finder™ (NAT) による高感度試験※
- ✓ 生菌を用いた評価 (日局記載の生菌 *Mycoplasma hyorhinis*)
- ✓ 細胞懸濁液 (最大 1×10^6 個以下の細胞) を対象
- ✓ お客様のご要望に応じた個別プランの対応も可能

※第十八改正日本薬局方 参考情報に準拠

初期評価プラン 実施例

検査内容						キャンペーン価格
疑似検体		試験対照		ランコントロール		
陰性	陽性 (スパイク)	陰性	陽性 (スパイク)			
細胞懸濁液	細胞懸濁液 + <i>M.hyorhinis</i>	PBS	PBS + <i>M.hyorhinis</i>	陰性コントロール	陽性コントロール	150,000円

サービスご提供の流れ



試料受け取りからご報告まで2週間程度

マイコプラズマ否定試験 (NAT)

Myco Finder™ (マイコプラズマ否定試験試薬)



- 日本薬局方 参考情報準拠 (NAT)
- バリデーションデータ公開※
- 試薬調製が不要で簡便・短時間な測定

品名	製品コード	容量	希望納入価格
Myco Finder	69202	48テスト	192,000円

ウイルス否定試験試薬 VirFinder™導入サポートサービス

- ✓ ウイルス否定試験試薬VirFinder™ (NAT)による高感度試験
- ✓ 細胞懸濁液（最大 1×10^6 個以下の細胞）および培養上清 を対象
- ✓ 検査対象は5種類(6項目)、もしくは8種類(9項目)のウイルス
- ✓ お客様のご要望に応じた個別プランの対応も可能

実施例

検査内容			
疑似検体		ランコントロール	
陰性	陽性(スパイク)		
お客様検体	お客様検体+陽性コントロール	陰性コントロール	陽性コントロール

メニュー	検査項目										キャンペーン価格	
	HIV-1		HIV-2	PVB19	HCV	HBV	HTLV	hB2M*	WNV	EBV		CMV
	LTR	pol										
ウイルス試験 5種類(6項目)	●	●	●	●	●	●	●	●				200,000円
ウイルス試験 8種類(9項目)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	240,000円

*hB2Mはリファレンスとして使用します
※VirFinderの取扱説明書にもとづき試験を実施いたします

ウイルス否定試験 (NAT)

VirFinder™ (ウイルス否定試験試薬) Type-A Type-B

- 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に記載のウイルス8種類が検出可能
- 最小検出感度は100 IU/反応以下です (HTLV、WNVでは100コピー/反応以下)



品名	製品コード	容量	希望納入価格
VirFinder Type-A	69243	25テスト	250,000円
VirFinder Type-B	69244	25テスト	146,000円

■ サービス・製品の詳細情報・お問合せ

島津ダイアグノスティクス株式会社
再生医療分野 細胞培養関連サイト



URL : <https://cell-culture.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>
Tel : 03 (5846) 5707
Mail : CellCulture@sdcs.shimadzu.co.jp



島津ダイアグノスティクス 株式会社

URL : <https://cell-culture.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>
Tel : 03 (5846) 5707
Mail : CellCulture@sdcs.shimadzu.co.jp

お気軽にお問い合わせください