



# 培地製造受託サービス 再生医療用培地工場(GMP準拠製造)・研究試薬グレード

お客様のご要望に合わせた細胞培養用培地のご提供が可能  
 (オリジナル組成培地、組成改変培地、包装・容量など)  
 事前打合せによる、きめ細かな対応が可能

## 特徴

- ISO9001 品質マネジメントシステムで運用
- PIC/S GMP Annex1に基づいた設備運用
- 生物由来原料基準に適合原料のみ使用
- 抗生物質等の高生理活性物質は不使用
- 再生医療等製品の原材料基準に準拠した製造が可能 (粉末・液体培地)

## 再生医療用培地工場 (GMP準拠製造)

粉末培地 : ~ 10 kg/batch  
 液体培地 : ~500 L /batch

## 研究試薬グレードの製造可能

評価用の有償サンプル製造も可能  
 製造条件や製造スケールはお問合せ下さい



## 関連製品一覧 (細胞培養用培地)

品名	製品コード	容量	希望納入価格	用途
MSF-BM	66023	500 mL	10,800円	ヒト間葉系幹細胞増殖用基礎培地
MSF-Supplement A	66024	10 mL	15,000円	MSF-BM用低血清サプリメント
UltraGRO™-PURE	-	500 mL	お問合せ	細胞培養培地サプリメント (HPL)
MSH-BM	66213	500 mL	21,000円	ヒト間葉系幹細胞増殖用基礎培地
MSH-Supplement A	66214	10 mL (500 mL用)	21,000円	MSH-BM用サプリメント (ゼノフリー)
MSH-EV-Supplement A	66216	0.2 mL (100 mL用)	16,000円	MSH-BM用サプリメント (EV産生・回収用)
DCO-K	66017	1,000 mL	16,870円	免疫細胞療法研究用無血清培地
NS-A2	66001	1,000 mL	16,000円	リンパ球用無血清培地

本製品群は研究用試薬です

## 関連製品一覧 (安全性試験)

品名	製品コード	容量	希望納入価格	用途
Myco Finder	69202	48テスト	192,000円	マイコプラズマ否定試験用遺伝子検出キット
MycoCollect*	69205	50回分	20,000円	MycoFinder専用集菌試薬
マイコプラズマ否定試験用液体培地 I*	69207	100 mL	13,000円	ブドウ糖を代謝するマイコプラズマ種の検出用
マイコプラズマ否定試験用液体培地 II*	69208	100 mL	13,000円	アルギニンを代謝するマイコプラズマ種の検出用
VirFinder Type-A	69243	25テスト	250,000円	ウイルス否定試験用遺伝子キット (HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, HTLV, PVB19)
VirFinder Type-B	69244	25テスト	146,000円	ウイルス否定試験用遺伝子キット (CMV, EBV, WNV)
初期導入サポートサービス	69237	-	お問合せ	キット導入のサポートを実施 (要お問合せ)

※特注品 (お問合せ下さい)

島津ダイアグノスティクス株式会社

URL : <https://cell-culture.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>  
 Tel : 03 (5846) 5707  
 Mail : [CellCulture@sdsc.shimadzu.co.jp](mailto:CellCulture@sdsc.shimadzu.co.jp)

Next  
 TechVision!  
 Shimadzu  
 Diagnostics

