

## 安全性試験試薬

# 初期導入サポートサービス

マイコプラズマ否定試験試薬 Myco Finder™ をご使用のお客様、これから導入をお考えのお客様へサポートサービスを提供しております。

大学、製薬会社、細胞加工施設、および、受託検査会社の皆様のお悩みやご要望にお応えします。


※ウイルス否定試験試薬 VirFinder でも対応可能です

## こんなお悩みはございませんか？

- NAT の経験がなく自信がない
- リアルタイム PCR 装置がない
- サンプルが Myco Finder™ で分析可能か知りたい
- 試験のための施設環境・設備が整っていない
- 導入のための初期検討費用を節約したい
- 生菌を用いた評価を実施したことがない

## 初期導入サポートプラン

日局記載の生菌を用いて、お客様のサンプルが Myco Finder™ で測定可能かどうか判定いたします。必要な試薬はすべて弊社が準備します。



※報告までの期間は目安になります

## 対応可能なリアルタイム PCR 装置

製品名	メーカー
CFX Opus リアルタイム PCR システム	Bio-Rad® Laboratories, Inc.
CFX Connect リアルタイム PCR 解析システム	Bio-Rad Laboratories, Inc.
Applied Biosystems® 7500 Fast リアルタイム PCR システム	Thermo Fisher Scientific® Inc.
QuantStudio® 5 リアルタイム PCR システム	Thermo Fisher Scientific Inc.

マイコプラズマ遺伝子検出キット

# Myco Finder™

第 18 改正日本薬局方収載 \* マイコプラズマ否定試験

## マイコプラズマ否定試験を 迅速に煩雑な試験操作を簡便にした 固相化キット


### 特 徴

- 試薬調製不要、操作は 4 ステップ
- 増幅開始から 60 分以内で検出
- 10 CFU/mL 以下の高感度検出
- 冷所 (2 ~ 8°C) での保管可能




\* 第 18 改正日本薬局方 参考情報

G3. 生物薬品関連 バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品の製造に用いる細胞基材に対するマイコプラズマ否定試験



### Mycoplasma fermentans (10 CFU/mL) の増幅曲線



製品名	製品コード	統一商品コード	包装容量	希望納入価格 (円)
マイコプラズマ遺伝子検出キット Myco Finder™	69202	302692026	48 テスト/キット	192,000

#### 【商標一覧について】

- Myco Finder™ は、島津ダイアグノスティクス株式会社の商標または登録商標です。
  - Bio-Rad® は、Bio-Rad Laboratories, Inc. の商標または登録商標です。
  - Applied Biosystems®, QuantStudio® および Thermo Fisher Scientific® は、Thermo Fisher Scientific Inc. の商標または登録商標です。
- Copyright © Shimadzu Diagnostics Corporation. All rights reserved.

### 島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート担当  
TEL : 03-5846-5707  
URL : <https://corp.sdc.shimadzu.co.jp/>

再生医療分野 細胞培養関連サイト  
<https://cell-culture.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>

