2026 年 11 月 10 日

お客様各位

島津ダイアグノスティクス株式会社

新発売のご案内

単球活性化試験法試薬
MylcMAT Cell 細胞キット
PyroFinder™ MAT IL-6 測定キット

謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日ごろは弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
　さて、このたび弊社では単球活性化法試験試薬「MylcMAT Cell 細胞キット」「PyroFinder MAT IL-6 測定キット」を下記の通り新発売いたしました。
　引き続きご愛用の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【発売日：2026 年 11 月 2 日】　（下記価格には消費税は含まれておりません）

品　名	製品コード	統一商品コード	包 装	希望納入価格
MylcMAT Cell 細胞キット	69259	302692590	1 式	125,000 円
PyroFinder MAT IL-6 測定キット	69271	302692712	1 式	85,000 円

【貯蔵方法・有効期間】
- 貯蔵方法
  69259　MylcMAT Cell 細胞キット：～ -70℃
  69271　PyroFinder MAT IL-6 測定キット：2 ～ 8℃
- 有効期間　12 ヵ月

【使用目的】
- ヒト末梢血単球由来の不死化単球細胞「aMylc」と、aMylc専用のヒトインターロイキン 6（IL-6）測定用ELISAキットを組み合わせた単球活性化試験試薬です。ウサギを用いた発熱性物質試験（RPT）の代替法として使用できます。

【その他】
- MylcMAT Cell 細胞キットは弊社取扱商品です。
- PyroFinder™ MAT IL-6 測定キットは弊社製造品です。
- RPTは非経口医薬品や医療機器の安全性確認に重要ですが、動物福祉の観点から単球活性化試験（Monocyte Activation Test：MAT）が開発されました。欧州薬局方ではすでにRPTは削除されており、第 19 改正日本薬局方には参考情報としてMATが収載されています。

以上

2611-070C

発行元
島津ダイアグノスティクス 株式会社
お問い合わせ先　カスタマーサポート担当　TEL：03-5846-5707
（受付時間　土日・祝日を除く 9 時～12 時/13 時～17 時）
E-mail：support@sdc.shimadzu.co.jp